

RÉGIMEN DE DOSIS DIVIDIDA




1 Vierta el contenido del frasco de IZINOVA® en la copa que viene con el kit.

Ej: Si el examen es en la mañana se tomará un frasco de IZINOVA® el día anterior a las 6 p.m.



2 Adicione agua hasta alcanzar el nivel de la línea demarcada en la copa medidora.




3 Durante los siguientes 30 a 60 minutos consuma despacio todo el contenido de la copa medidora.

Ej: Tomar entre las 6 p.m. y las 7 p.m.



4 **IMPORTANTE:** Consuma dos copas medidoras más, llenas hasta la línea demarcada con líquidos claros (jugos en agua de frutas, caldos claros, té sin leche ni crema) a lo largo de las siguientes horas.

Ej: 7 a 8 p.m. (Después de la 1ª toma) y 7 a 8 a.m. (Después de la 2ª toma).



Repetir pasos del 1 al 4 para la siguiente dosis, que inicia 12 horas después de la toma de la primera dosis.

Ej: Inicio a las 6 a.m. del día siguiente.

90011539

Abbott